

TEKNİK ÖZELLİKLER

	GP 80	GP 120	GP 135	GP 160	GP 200
Cihaz/Kazan Genişlik (mm)	735/453	735/453	735/453	735/453	1735/453
Cihaz/Kazan Yükseklik (mm)	1885/402	1885/402	1885/402	1885/402	1885/402
Cihaz/Kazan Derinlik (mm)	1000/450	1000/700	1885/750	1885/890	1885/1120
Ağırlık (kg)	330	350	380	400	440
Kazan Hacmi (L)	81	126	135	160	200
Güç Tüketimi (kW)	2.8	4.1	4.1	5.5	5.5
Çift Kapı	Yok	Var (Opsiyonel)			
Kazan Şekli	Dikdörtgenler Prizması				
Kazan Malzemesi	Alüminyum				
Raf Sayısı	2 (Paslanmaz Çelik / Alüminyum)				
Kapı	Sıkışma Sensörlü Otomatik Kayan Kapı				
Ayakla Kapı Açma	Var				
Termal Yazıcı	Var (Proses Parametreleri / Tarih / Saat / Hata Mesajları / Servis Zamanı)				
Bilgi Depolama	USB (Opsiyonel)				
Dokunmatik Ekran	7" (10.4" Opsiyonel) / Siemens / Weintek / Kinco				
RF Plazma	500 W (Opsiyonel)				
Elektrik Bağlantısı	3-Faz, 380 V, 50/60 Hz, Kablo 5x4 mm <sup>2</sup>				
Oda Gereksinimleri	10-40 °C, %20-75 BN, 60 cm boşluk yan ve arka taraftan; 100 cm üstten				
Sterilizasyon Sıcaklığı	45-50 °C				
Sterilizasyon Süresi (dak.)	Lümensiz E: 18 (Opsiyonel / Lümensiz: 27 / Standart: 45 / Yoğun: 57				
Döngü Sayısı / Kartuş	Lümensiz E: 6 / Lümensiz: 6 / Standart: 4 / Yoğun: 3				
Kapsül Sayısı / Kartuş	12, Bağımsız				
Kazan Havalandırma	HEPA filtre (Gözenek Boyutu: 0.01 µm)				
Plazma Yeri	Kazan üstü				
Cihazın Hazır Olma Süresi	~15 dakika				
Elektronik Kontrol	PLC / Siemens / Fatek / Kinco				
Cihaza Uzaktan Erişim	Var				
Kullanıcı Erişim Seviyeleri	Operatör / Süpervizör / Servis				
Logo Renklendirmesi	Var (Mavi, Kırmızı, Yeşil) / Uzaktan Proses Durumu İnceleme				
Vakum Pompası / Vakum Ölçer	Leybold (Alman) veya Ulvac (Japon)				
Vakum Pompası Ön Filtre	Var / Vakum Pompası Koruması				
Sterilizasyon Ajanı	Hidrojen Peroksit (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )				
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Konsantrasyonu	%59 (%40 Opsiyonel)				
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Buhar Enjeksiyonu	6 Farklı Noktadan / Homojen Difüzyon				
Atık Ürün	Su ve Oksijen				
Sterilite Güvence Düzeyi (SAL)	10 <sup>-6</sup>				
Nem Alarmı	Var				



ISO 13485



9001  
14001



1984

İvedik OSB, 1453. Cad., No: 3, 06378 Yenimahalle / Ankara  
Tel:0 312 395 5795 / Faks:0 312 395 5796  
Yurtiçi Satış: sales@eryigit.com.tr  
Genel Bilgi: h2o2@eryigit.com.tr