

GOLDBERG[®]

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE SELLADO E IMPRESIÓN



GOLDBERG®

Nuestra Misión



Nuestra misión es proporcionar soluciones para presentar una vida sana a la humanidad bajo nuestra declaración de tecnologías para la vida, aprovechando los avances de vanguardia en línea con las normas internacionales en el sector sanitario.



Nuestra Visión

Nuestra visión es ser la organización líder en el sector sanitario con las mejores soluciones de calidad y precios razonables.



Valores Fundamentales

Innovación: Proporcionamos soluciones únicas y eficaces para el sector sanitario con ideas innovadoras, nuevas tecnologías e inversiones en I+D.

Integridad: Tenemos altos principios morales en cada etapa de nuestras operaciones valorando a nuestros grupos de interés.


Cuidado: Nos preocupamos por la vida humana y respetamos la sociedad y el medio ambiente.

Pasión: Hacer todo lo posible para ser la primera opción de nuestros clientes es nuestra pasión.





- Dispositivo de Alto Rendimiento
- Funcionamiento Sencillo
- Forma Parte de las unidades de Centrales de Esterilización



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Voltaje de Alimentación | 220/240VAC |
| Frecuencias de la red eléctrica | 50/60 Hz |
| Potencia | 400W |
| Dimensiones Externas | 570x238xx198 mm (LargoxAnchoxAlto) |
| Peso | 16kg |
| Tipo de Sellado | Ciclo continuo de temperatura constante |
| Temperatura de trabajo nominal de calefacción | 120-200 |
| Ancho de la banda de sellado | 12mm |
| Tiempo de Sellado | 10m/min |
| Materiales que pueden ser Sellados | Laminados de papel/polipropileno |

Since
1991

EXCELLENCE
IN R&D
PRODUCTION
SERVICE

İvedik OSB, 1453. Cad., No: 3,
06378 Yenimahalle, Ankara
Turkey

Tel: +90 312 395 5795
Fax: +90 312 395 5796

www.eryigit.com.tr
sales@eryigit.com.tr

GOLDBERG[®]

**Desarrollamos Nuevas
Tecnologías Para La Vida**



TS EN ISO 9001:2015
TS EN ISO 14001:2015
TS EN ISO 13485:2016