

## NOS PRODUITS

- Stérilisateurs à Vapeur (Autoclaves)
- Laveurs-stérilisateurs
- Stérilisateurs Hydrogène Proxyste  
Gaz Plasma à Basse Température

**NOUS PRODUISONS  
POUR VOTRE SANTÉ**

**eryiğit**<sup>®</sup>  
technologies for life



## 1 Laveurs-stérilisateurs



### GY 290

Volume du Chambre 290 L, 10 DIN 1/1 Capacité Net du panier

Dimensions du Chambre (LxHxP) : 620x670x670 mm

Dimensions Extérieure (LxHxP) 1080x1980x820 mm

Porte/s Automatique ou Manuel

Electrique : 3 x 220/380 V AC, E + Z, 50 Hz, 25 kW, 12 A

### GY 360

Volume du Chambre 360 L, 15 DIN 1/1 Capacité Net du panier

Dimensions du Chambre (LxHxP) : 660x720x770 mm

Dimensions Extérieure (LxHxP) : 1050x1920x965 mm

Porte/s Automatique Glissante

Electrique : 3 x 220/380 V AC, E + Z, 50 Hz, 30 kW, 12 A

### GY290 - GY360





## 2 STERILISATEURS

Stérilisateur à Vapeur (Autoclaves)

Stérilisateur Hydrogène Proxyste Gaz Plasma à Basse Température

### TAILLE DE LA CHAMBRE CHCHAMMBRE

MODELE (GOLDBERG®)	120 S	160 S	250 S	300 S	422 S	550 S	675 S	840 S	1000 S	2000 S
			250 D	300 D	422 D	550 D	675 D	840 D	1000 D	2000 D
volume de la chambre (L)	120	160	250	300	422	550	675	840	1000	2000
largeur (mm)	350	350	350	670	670	670	670	670	670	800
hauteur (mm)	520	700	700	700	700	700	700	700	700	1200
profondeur (mm)	700	700	1050	700	1000	1300	1600	1950	2250	2100

### Dimensions ext. des modèles à porte unique

MODELE (GOLDBERG®)	-	-	250 D	300 D	422 D	550 D	675 D	840 D	1000 D	2000 D
largeur (mm)	-	-	800	1080	1080	1080	1080	1080	1080	2185
hauteur (mm)	-	-	1950	1950	1950	1950	1975	1975	1975	2135
profondeur (mm)	-	-	1410	1000	1300	1600	1900	2250	2550	2500

### Dimensions ext. des modèles à double portes

MODELE (GOLDBERG®)	120 S	160 S	250 S	300 S	422 S	550 S	675 S	840 S	1000 S	2000 S
largeur (mm)	800	800	800	1080	1080	1080	1080	1080	1080	2185
hauteur (mm)	1800	1800	1950	1950	1950	1950	1975	1975	1975	2135
profondeur (mm)	1100	1100	1500	1200	1500	1800	2100	2450	2750	2400
poids (kg)	580	680	750	890	1050	1110	1310	1520	1720	2800
poids d'emballage (kg)	650	750	900	1070	1250	1310	1510	1720	1920	3200

### Autres spécifications

MODELE (GOLDBERG®)	120 S	160 S	250 S	300 S	422 S	550 S	675 S	840 S	1000 S	2000 S
volume de la chambre (L)	120	160	250	300	422	550	675	840	1000	2000
STU capacité	1	2	3	4	6	8	10	12	15	24
energi totale (KW)	30	30	40	40	50	50	60	70	80	120
energi du generat. (KW) (3 phase / 380 ± 10 V AC)	20	20	30	30	40	40	50	60	70	90
Vol du generateur (L)	50	50	50	50	60	60	60	70	90	90



■ specifications standards



• veste et chambre

• porte

• corps ext. et encadreurs



conformité avec les normes internationales

- Directive 93/42/CEE relative au dispositifs médicaux,
  - Directive sur les appareils à pression 2014/68/EU,
  - Directive sur la basse tension 2014/35/CE,
  - Directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/CE,
  - Directive sur la sécurité des machines 2006/42/CE,




## STÉRILISATEUR À BASSE TEMPÉRATURE AU PEROXYDE D'HYDROGÈNE



Il est conçu pour la stérilisation des instruments et des équipements sensibles qui résistent à la chaleur et à l'humidité. Il empêche la corrosion causée par l'humidité et permet une utilisation plus longue des outils. Le peroxyde d'hydrogène, qui contient des radicaux libres, est très réactif et tue les micro-organismes en interagissant avec leur membrane et leurs structures organiques.

### Hydrogen Peroxide Sterilization Logic



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU STÉRILISATEUR AU PLASMA DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE

### BOILER DIMENSIONS

MODEL	GP 80	GP 120	GP 135	GP 160	GP 200
CHAMBER VOLUME (L)	80	120	135	160	200
WIDTH (mm)	435	435	435	435	435
HEIGHT (mm)	402	402	402	402	402
DEPTH (mm)	450	700	750	890	1120

### EXTERNAL DIMENSIONS

MODEL	GP 80	GP 120	GP 135	GP 160	GP 200
WIDTH (mm)	735	735	735	735	735
HEIGHT (mm)	1885	1885	1885	1885	1885
DEPTH (mm)	1000	1000	1000	1250	1300
WEIGHT (kg)	330	350	380	400	440

### ELECTRICAL CONNECTION

MODEL	GP 80	GP 120	GP 135	GP 160	GP 200
DEVICE POWER (kW)	2,8	4,1	4,1	5,5	5,5
CONNECTION	3 phase / 380 ± 10V / 50 ~ 60Hz/ 5x4 mm <sup>2</sup> cable				



 eryigit  
technologies for life

*Since 1991*



İvedik OSB, 1453. Cad., No: 3,  
06378 Yenimahalle, Ankara  
Turkey

Tel: +90 312 395 5795  
Fax: +90 312 395 5796

[www.eryigit.com.tr](http://www.eryigit.com.tr)  
[info@eryigit.com.tr](mailto:info@eryigit.com.tr)

[sales-r5@eryigit.com.tr](mailto:sales-r5@eryigit.com.tr)  
(algerie,tunisie,magreb)

[sales-r3@eryigit.com.tr](mailto:sales-r3@eryigit.com.tr)  
(Afrique subsaharienne)

1600 Hôpitaux dans 50 PAYS